

 Dieses Produkt ist für die mehrfache Verwendung durch eine Person bestimmt. / This product is intended for multiple use by one person. / Ce produit est destiné à un usage multiple par une seule personne. / Questo prodotto è destinato all'uso multiplo da parte di una sola persona.



Stand 01.10.2023



Schumacher GmbH
Schuhproduktion
Speyerer Str. 11
D-67365 Schwegenheim

www.liromed.de

D Klassifikation

MD Gemäß den Klassifizierungsbestimmungen nach Anhang VIII handelt es sich um Medizinprodukte der Klasse 1.

Erklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung dieses Medizinprodukts der Klasse 1 mit den grundlegenden Anforderungen des Anhangs 1 der MDR-Verordnung EU 2017/745

Garantie

Das Produkt hat eine Garantie auf Defekte betreffend Material und Verarbeitung für einen Zeitraum von 24 Monaten.

Material:

Obermaterial: 100% Kunstleder
Futter: 100% Frottee
Zwischenkaschierung: Moltoprenschaum
Klettband: Textil
Einlegesohle: Weichtrittschaum
Oberseite 100% Frottee
PU-Sohle / handvernäht

GB Classification

MD In accordance with the classification regulations in accordance with Annex VIII, these are Class 1 medical devices.

Explanation

We hereby declare in our sole responsibility that this class 1 medical device complies with the basic requirements of regulation EU 2017/745 Annex 1.

Warranty

We warrant this product against defects in materials and workmanship, for a period of 24 months.

Material:

Upper material: 100% synthetic leather
Lining: 100% terry
Lamination: moltopren foam
Velcro tape: textile
Insole: Soft foot impression foam
upper side 100% terry
PU-sole / hand-stitched

Sole:

F Classification

MD Selon la classification déterminée à l'Annexe VIII, il s'agit d'un dispositif médical de classe 1.

Déclaration

Par la présente, nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce dispositif médical de classe 1 respecte les exigences fondamentales de l'Annexe 1 du règlement CE 2017/745.

Garantie

Ce produit dispose d'une garantie de 24 mois couvrant les défauts de matériaux et de finitions

Matériaux:

Tige: 100% cuir synthétique
Doublure: 100 % tissu éponge
Tissu intermédiaire: Mousse moltoprène
Bande velcro: Textile
Semelle intérieure: Mousse amortissante
Dessus 100 % tissu éponge
Semelle: PU / cousue main

I Classificazione

MD Secondo le regole di classificazione secondo l'allegato VIII, si tratta di dispositivi medici di classe 1.

Dichiarazione


Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità la conformità di questo dispositivo medico di classe 1 con i requisiti di base dell'allegato 1 del Regolamento MDR UE 2017/745.

Garanzia

La garanzia del prodotto vale per i difetti di produzione e per i difetti dei materiali per un periodo di 24 mesi.

Materiali:

Tomaia: 100% finta pelle
Fodera: 100% spugna
Laminazione interna: Schiuma MTP
Cinturino in velcro: Tessile
Soletta interna: Schiuma morbida per gradini
lato superiore 100% spugna
Suola: Suola PU / cucita a mano



Verbandschuh (Langzeit)

Post-operative shoe (long-terme use)

Chaussure à pansement (Longue durée)

Scarpa post operatoria (A lungo termine)



476-2003



477-2003

Schuhweite / Shoe width / Largeur de la chaussure / Larghezza della scarpa **L**

Artikel	Farbe	color	Couleur	Colore	Größe/Size/ Taille/ Taglie
476-2003	schwarz	black	noir	nero	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/48, 49/50
477-2003	schwarz	black	noir	nero	

Leistenmaße / Dimensions / Dimension de la barre / Ultima dimensione

Schuhgrößen / Shoe sizes / Tailles de chaussures / Taglie delle scarpe	ME:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47/48	49/50
Länge / Length / Longueur / Lunghezza	mm	222	226	228	237	244	249	259	264	271	278	284	290	301	313
Vorfußbreite / Forefoot broadness / Largeur avant-pied / Larghezza avampiede	mm	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	105	112	116
Fersenbreite / Heel broadness / Largeur du talon / Larghezza del tacco	mm	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	69	71
Ballenmaße / Joint circumference / Mesures des balles / Dimensioni delle balles	mm	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	295	305
Zehenhöhe / Toes height / Hauteur d'orteil / Altezza punta del piede	mm	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	39	41

D Gebrauchsanweisung

Mit diesem Hilfsmittel haben Sie einen qualitativ hochwertigen Verbandschuh erworben.

Lieferumfang: 1 Paar Verbandsschuhe mit Gebrauchsanweisung.

Zweckbestimmung: Verbandsschuh zum langzeitigen Einsatz zur Aufnahme des mit einem Wund- oder Polsterverband versehenen Fußes.

Indikation: Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich. Besonders geeignet bei Inkontinenz.

Kontraindikation: Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der Füße.

Produktmerkmale: Verbandsschuh für den langzeitigen Einsatz, der ausreichend weit zu öffnen ist und genügend Volumen zur Aufnahme des mit einem Wundverband versehenen Fußes und eventueller Bettung besitzt. Das Material ermöglicht eine weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen. Individuell regulierbare Verschlüsse. Rutschfeste Laufsohle, herausnehmbare Einlegesohle, geeignet für den Innen- und Außenbereich.



Wichtiger Hinweis: Beeinträchtigungen des Blutkreislaufs durch zu festes Kletten vermeiden. Der Schuh ist nicht für den Wiedereinsatz geeignet und nur zur Verwendung durch eine Person bestimmt. Der Schuh darf nicht auf offenen Wunden getragen werden. Der Schuh darf nur in unversehrtem Zustand verwendet werden. Achten Sie darauf, dass der Schuh fest, aber nicht zu eng geschlossen wird. Ein zu lockeres oder zu festes Anlegen des Schuhs kann den Therapieeffekt verringern oder zu Verletzungen führen. Bei Problemen mit ihren Füßen bitte den Arzt kontaktieren. Vorsicht bei Eis und Schnee. Nicht wasserfest.

Zurichtung des Obermaterials: zuschneiden, vernähen und neu einfassen ist möglich.

Zurichtung im Bodenbereich: Bearbeitung der Sohle durch Schleifen und Kleben möglich. Zurichtungen dürfen nur von ausgebildeten Orthopädienschuhtechnikern vorgenommen werden.

Anwendung: Weite Öffnungsmöglichkeit und individuell einstellbarer Verschluss. Den Schuh nicht ohne die mitgelieferte oder individuell angefertigte Einlegesohle tragen. Schuhe vor jedem Tragen innen austasten und mögliche Fremdkörper entfernen.

Pflegehinweise: Schuhe sind waschbar bis 40 °C. Bitte vermeiden Sie Schleifmaterialien wie Bürsten, Stahlwolle, Schleifpapier. Verwenden Sie keine aggressiven Produkte wie Alkohol, Ammoniak und Lösungsmittel. Den Schuh nach dem Reinigen an der Luft trocknen lassen. Nicht in bzw. auf direkten Wärmequellen trocknen. Desinfektion mit haushaltsüblichen Mitteln per Sprühdésinfektion.

Produktentsorgung: Die Schuhe müssen in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Bitte nach dem Einsatz nicht in die Umwelt werfen.

Fragen und Probleme: Bei Fragen zum Produkt oder Problemen mit Ihrem Verbandsschuh wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Orthopädienschuhtechniker. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen, schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller (s. Rückseite) und der für den Anwender zuständigen Behörde zu melden.

GB Instructions

With this medical aid you have purchased a post-operative shoe of a high quality.

Scope of delivery: 1 pair of post-operative shoes with instructions.

Purpose: Post-operative shoe for long-term use to accommodate the foot provided with a wound or padding dressing.

Indication: Postoperative or other wounds, also provided with expanded, where required cushioned bandages, whose healing process proceeding over a longer period of time and allows at least a partial weight bearing of the foot when walking, outside as well. Additional bedding is not required. Especially suitable for incontinence.

Contraindication: Sensation disorders and circulatory disturbance in the feet.

Product characteristics: Post-operative shoe for long-term use, which can be opened sufficiently wide and has enough volume to hold the bandaged foot and possible bedding. The material allows a soft and flexible adjustment for nearly every foot shape. Individual adjustable fasteners. Non-slip outsole, removable insole, suited for indoor and outdoor areas.



Important advice: Avoid a disruption of the blood circulation through closing the shoe too tight. The shoe is not suited for reuse and only to be used by one person. The shoe must not be worn if one has open wounds. The shoe must only be used when intact. Be careful to close the shoe tight, but not too tight. Closing the shoe too loose or too tight might reduce the therapeutic effect or cause injuries. If you face any problems with your feet please contact a physician. Be careful in the event of ice and snow. Not waterproof.

Finish of the upper: Tailoring, sewing and new overcasting is possible.

Finish of the bottom area: Possible to adapt the sole through grinding and gluing adhesive bonding. Adjustments may only be made by trained orthopedic shoe technicians.

Application: Possibility of wide opening and individually adjustable fastener. Refrain from wearing the shoe without the provided or individually made insole. Make sure to scan the inside of the shoes before wearing them and remove any foreign objects.

Care instructions: Shoes are washable up to 40 °C. Please avoid abrasive materials such as brushes, steel wool or sandpaper. Do not use any aggressive products such as alcohol, bleach, ammonia or solvents. After cleaning let the shoe air dry. Do not let it dry in or on direct sources of heat. Disinfection with common household products by spray disinfection.

Product disposal: The shoes must be disposed of in compliance with local provisions. Please do not cast into nature after use.

Questions and problems: For questions about the product or problems with your post-operative shoe contact your specialist dealer or orthopedic shoe technician. All serious incidents that have occurred in connection with the product must be reported to the manufacturer (see reverse side) and the authority responsible for the user.

F Mode d'emploi

Avec ce dispositif technique, vous avez fait l'acquisition d'une chaussure pour pansements de haute qualité.

Contenu: 1 paire de chaussures pour pansements avec mode d'emploi.

Destination: Chaussure de bandage à usage prolongé pour accueillir le pied muni d'un pansement ou d'un rembourrage.

Indication: Plaies post-opératoires ou autres, même soignées avec des pansements étendus, éventuellement rembourrés, dont le processus de cicatrisation se déroule sur une longue période et permet au moins une mise en charge partielle du pied lors de la marche, même hors du domicile. Une orthèse supplémentaire n'est pas nécessaire. Convient particulièrement en cas d'incontinence.

Contre-indication: Insensibilité et troubles circulatoires dans les pieds.

Caractéristiques du produit: Chaussure pour pansements conçue pour une utilisation de longue durée, dotée d'une ouverture assez large et disposant d'un volume suffisant pour accueillir un pied bandé et éventuellement une semelle. Les matériaux permettent à la chaussure de s'adapter en douceur et avec souplesse à toutes les formes de pied. Fermetures réglables individuellement. Semelle extérieure antidérapante, semelle intérieure amovible, convient aux espaces intérieurs et extérieurs.



Important: Ne pas trop serrer pour éviter toute entrave à la circulation sanguine. Cette chaussure ne se réutilise pas et est destinée à l'usage d'une seule personne. Cette chaussure ne doit pas être portée sur des plaies ouvertes. Cette chaussure ne peut être utilisée que dans un parfait état. Fermer la chaussure solidement mais sans trop serrer. Porter une chaussure de façon trop lâche ou trop serrée peut réduire l'effet thérapeutique ou provoquer des blessures. Contacter votre médecin en cas de problèmes avec vos pieds. Prudence en cas de gel ou de neige. Non imperméable.

Rectification de la tige: Il est possible de découper, coudre et placer une nouvelle bordure.

Rectification de la partie inférieure: Il est possible de modifier la semelle par ponçage et collage. Seuls des techniciens podopréthésistes qualifiés sont autorisés à procéder aux rectifications.

Application: Ouverture large et fermeture réglable individuellement. Ne pas porter la chaussure sans la semelle intérieure incluse dans la livraison ou fabriquée sur mesure. Avant toute utilisation, inspecter en palpant l'intérieur de la chaussure et retirer les éventuels corps étrangers.

Conseils d'entretien: Les chaussures peuvent être lavées jusqu'à 40 °C. Éviter les matières abrasives telles que les brosses, la paille de fer et le papier de verre. Ne pas utiliser de produits agressifs tels que de l'alcool, de l'ammoniaque ou du dissolvant. Une fois nettoyée, laisser sécher la chaussure à l'air libre. Ne pas sécher dans ou sur des sources de chaleur directe. Désinfecter par aérosol à l'aide de produits ménagers courants.

Mise au rebut: Les chaussures doivent être mises au rebut conformément aux dispositions locales. Après utilisation, ne pas jeter dans la nature.

Questions et problèmes: Pour toute question sur le produit ou tout problème lié à votre chaussure pour pansements, veuillez vous adresser à votre revendeur ou votre technicien podopréthésiste. Il convient de signaler au fabricant (voir au verso) et à l'autorité compétente pour l'utilisateur tous les incidents graves survenus avec le produit.

I Istruzioni d'uso

Con questo aiuto avete acquistato una scarpa post operatoria di alta qualità.

Ambito di consegna: 1 paio di Scarpa post operatoria con istruzioni per l'uso.

Scopo: Scarpa post operatoria per uso prolungato per alloggiare il piede dotato di una medicazione per ferite o imbottitura.

Indicazione: Ferite post-operatorie o di altro tipo, anch'esse trattate con bendaggi estesi ed eventualmente imbottiti, il cui processo di guarigione avviene in un periodo di tempo più lungo e consente di portare almeno parzialmente il peso del piede durante la deambulazione, anche fuori casa. Non è necessaria una lettiera aggiuntiva. Particolarmente indicato per l'incontinenza.

Controindicazioni: Disturbi sensoriali e circolatori dei piedi.

Caratteristiche del prodotto: Scarpa post operatoria per uso prolungato, che può essere aperta in modo sufficientemente ampio e ha un volume sufficiente per accogliere il piede provvisto di una medicazione per ferita e di un'eventuale lettiera. Il materiale consente una calzatura morbida e flessibile per quasi tutte le forme di piede. Chiusure regolabili individualmente. Suola antiscivolo, sottopiede estraibile, adatto per uso interno ed esterno.



Avviso importante: Evitare di ostacolare la circolazione sanguigna aderendo troppo strettamente. La scarpa non è riutilizzabile ed è destinata all'uso da parte di una sola persona. La scarpa non deve essere indossata su ferite aperte. La scarpa può essere utilizzata solo se intatta. Assicurarsi che la scarpa sia ben chiusa, ma non troppo. Una calzatura troppo allentata o troppo stretta può ridurre l'effetto terapeutico o causare lesioni. In caso di problemi ai piedi, contattare il medico. Attenzione al ghiaccio e alla neve. Non è impermeabile.

Finitura del materiale della tomaia: possibile tagliare, cucire e rilegare.

Finitura nella zona del pavimento: È possibile modificare la suola mediante molatura e incollaggio. Le regolazioni possono essere effettuate solo da tecnici ortopedici specializzati.

Applicazione: Ampia apertura e chiusura regolabile individualmente. Non indossare la scarpa senza la soletta in dotazione o su misura. Prima di ogni utilizzo, tastare l'interno della scarpa e rimuovere eventuali corpi estranei.

Istruzioni di cura: e scarpe sono lavabili fino a 40 °C. Evitare materiali abrasivi come spazzole, lana d'acciaio, carta vetrata. Non utilizzare prodotti aggressivi come alcol, ammoniaca e solventi. Lasciare asciugare la scarpa all'aria dopo la pulizia. Non asciugare all'interno o su fonti di calore dirette. Disinfettare con i comuni prodotti per la casa mediante disinfezione a spruzzo.

Smaltimento prodotti: e scarpe devono essere smaltite in conformità alle normative loc. ali. Si prega di non gettarle nell'ambiente dopo l'uso.

Domande e problemi: In caso di domande sul prodotto o di problemi con la scarpa post operatoria, rivolgersi al rivenditore specializzato o al tecnico di calzature ortopediche. Tutti gli incidenti gravi che si verificano in relazione al prodotto devono essere segnalati al produttore (vedi retro) e all'autorità responsabile dell'utente.