

**Liromed**<sup>®</sup>  
*Medizinische Schuhe*



**Slowlies**<sup>®</sup>  
*Bequemschuhe*

## Der Liromed Technologie-Vorsprung



### RUCO-BAC-AGP

Silber wirkt natürlich gegen Viren, Bakterien und Pilze. Unsere Futterstoffe mit Silberausstattung sorgen für einen dauerhaften antimikrobiellen Frischeeffekt. Sie sind tragephysiologisch unbedenklich und garantiert frei von Nano-Partikeln. Unsere Silberausstattung ist geeignet für Handwäsche, Waschmaschine und chemische Reinigung.

Sie sind tragephysiologisch unbedenklich und garantiert frei von Nano-Partikeln. Unsere Silberausstattung ist geeignet für Handwäsche, Waschmaschine und chemische Reinigung.




### RUCO-PUR-FINISH

Die hydrophile Faserfunktionalisierung transportiert überschüssige Feuchtigkeit weg vom Fuß und sorgt für ein optimales Klima im Schuh. Zusätzlich verhindert eine antistatische Ausstattung ein Kleben des Innenfutters auf der Haut. Dies und die Weichheit des Stoffes führen zu einem wunderbar warmen, angenehmen Tragegefühl.

Alle mit „Silberausstattung“ gekennzeichneten Schuhe verwenden die RUCO-BAC-AGP & RUCO-PUR-FINISH Technologie.

### DUPLEX-MEMBRAN®

wir konnten den Komfort noch weiter steigern. Mit unserer Duplex-Membran® - einer eingetragenen Marke der Schumacher GmbH - haben wir für die bestmögliche Druckentlastung bei empfindlichen Füßen gesorgt. Die angenehme Polsterung sorgt gleichzeitig für eine permanente Luftzirkulation und unterdrückt daher erfolgreich Bakterien und daraus entstehende Gerüche.



## Liromed Therapie-Schuhe auf Rezept

Krankenkasse bzw. Kostenträger AOK Rheinland-Platz		HIC: <input type="checkbox"/> IHD: <input type="checkbox"/> DCO: <input type="checkbox"/> Bsp: <input type="checkbox"/> Antragsnummer: #	
Name, Vorname des Versicherten Mustermann Erika Heidestraße 17 51147 Köln		geb. am 12.08.1964	
Versicherten-Nr. 106415300		Status 1000 1	
A123456789		Arzt-Nr. 271111100	
Datum 10.02.2020		654321161	
Rp, (Bitte Leertaste durchstreichen)		Vertragsstempel 271111100 Psychologische Gemeinschaftspraxis Dr. med. Markus Mustermann Dr. rer. nat. Erik Mustermann Dorfstraße 1 51069 Köln Tel. 021 20 87 65 43 Umschrieben das Amt Muster 16 (7.2008)	
Verbandschuh		Abgabestellen in der Apotheke	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen		Umschrieben das Amt Muster 16 (7.2008)	
Unterlag		Unterlagbetrieb oder Arbeitgebernummer 2711111004	

Eine Vielzahl unserer Liromed Verband- und Therapieschuhe können vom Arzt auf Rezept verschrieben werden. Informationen bekommen Sie beim Fachhändler mit der entsprechenden Krankenkassen-Zulassung.

Bis auf den Eigenanteil übernehmen die Krankenkassen bei entsprechender Diagnose die Kosten der Schuhversorgung.

Alle Therapieschuhe mit der entsprechenden „HMV-Nr. 31.03.03...“ sind hierfür geeignet.



## 1923 - 2023 **Ein Jahrhundert Erfahrung**



Es waren schwierige Zeiten, als Josef Schumacher 1923 in einer ehemaligen Tabakfabrik mit der Produktion von Herren- und Damensandalen begann. Mit Mut, Tatkraft und guten Ideen konnte er den Betrieb über 37 Jahre entwickeln und ihn im Jahr 1960 seinem Sohn Rolf Schumacher übergeben. Die nächsten 40 Jahre waren anfangs geprägt von den Wirtschaftswunderjahren, später von den Herausforderungen des technologischen Wandels. Wo bisher anstrengende Handarbeit angesagt war, übernahmen jetzt

immer öfter Maschinen einzelne Produktionsschritte. Die Produktpalette wurde auf Haus- und Freizeitschuhe erweitert. Im Jahr 1974 war folgerichtig der Umzug an einen größeren Produktionsstandort notwendig geworden. 26 Jahre später übernahmen die Enkel des Firmengründers die Verantwortung für die Firma. Es begann die Zeit der Globalisierung und des großen Wettbewerbsdrucks durch Produkte, billig produziert in Entwicklungsländern. Die Fa. Schumacher wollte diesen Weg nicht gehen und entschloss sich, auf die Herstellung von Verband- und Therapieschuhen bester Qualität auszuweichen. Ausgesuchte Materialien, die den hohen europäischen Sicherheits- und Materialstandards entsprechen, garantieren den Verbrauchern eine lange und gefahrlose Verwendung. Ein Versprechen, dass wir mit einer Produktion auf der anderen Seite des Erdballs nicht geben könnten. Mittlerweile steht die 4. Inhaber-Generation in den Startlöchern. Viele neue Modelle der Slowlies-Linie in diesem Katalog tragen bereits deren Handschrift. Wir freuen uns auf die Zukunft!

### ***Liromed Therapie-Schuhe***

Mit jedem unserer Modelle erhalten Sie einen individuell anpassbaren und vom Tragekomfort hoch angenehmen Schuh. Die Passformen können durch die angebrachten Klettverschlüsse optimal eingestellt werden und verleihen dadurch seinem Träger einen idealen Tragekomfort. Die Materialauswahl wird unter höchsten Qualitätskriterien vorgenommen, um immer ein einwandfreies Endprodukt zu erhalten.



Besuchen Sie uns auf Instagram / Facebook!



## Verbandschuhe Seite 5-27

Silberausstattung .....	5 - 10
Frottee - Futter .....	11 - 13
Schurwolle - Futter .....	14 - 15
Bambus - Futter .....	16 - 19
Airmesh - Summer-Edition / Camouflage .....	20 - 21
Airmesh - Futter .....	22 - 27

## Weite-T Seite 28-31

Airmesh - Futter .....	28
Silberausstattung .....	29 - 31

## Postoperativ Seite 32

Einzelstücke bei Vorfußoperationen .....	32
--	----

## Mobil Seite 33-41

Damen Modelle .....	33 - 37
Herren Modelle .....	38 - 41

## Sportiv Seite 42-44

Damen Modelle .....	42 - 43
Herren Modelle .....	44

## Weiten- und Längenmaße Seite 45-46

## Bequemschuhe Seite 48-71

Sandalen .....	48 - 52
Sneaker .....	53 - 57
Mokassin .....	58 - 60
Pantoletten .....	60 - 71

## Gefütterte Stiefel Seite 72-73

Winterstiefel .....	72 - 73
---------------------	---------

## Hallux Seite 74-78

Schnürschuhe/Klettslipper - Weite K .....	74
Klettslipper - Weite H .....	75
Sandalen / Pantoletten .....	76 - 78

## Damen Modelle Seite 79-81

Filzpantoffel .....	79
Hausschuhe .....	80
Hausschuhe, Schurwolle gefüttert .....	81

## Herren Modelle Seite 81-85

Filzpantoffel, Sandalen, Pantoletten .....	81 - 83
Klettslipper - Weite L .....	84
Schnürschuhe - Weite H .....	85

## Berufsschuhe Seite 86

Clogs für Gesundheitsberufe .....	86
-----------------------------------	----

## Zubehör Seite 87

## Abverkaufsartikel Seite 88-89





HMV-NR: 31.03.03.4016

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>475-20Z1</b>	schwarz	35 - 46	47/48	49/50	<b>€ 75,50</b>
Bei diesem Modell ist der rechte und linke Schuh auch einzeln bestellbar. Bitte bestellen Sie das Einzelstück links unter: <b>475-20Z1-L</b> Bitte bestellen Sie das Einzelstück rechts unter: <b>475-20Z1-R</b>					<b>€ 56,50</b>



HMV-NR: 31.03.03.4016

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>475-20Z2</b>	marine	35 - 46	47/48	49/50	<b>€ 75,50</b>
Bei diesem Modell ist der rechte und linke Schuh auch einzeln bestellbar. Bitte bestellen Sie das Einzelstück links unter: <b>475-20Z2-L</b> Bitte bestellen Sie das Einzelstück rechts unter: <b>475-20Z2-R</b>					<b>€ 56,50</b>

**Ausführung**

Obermaterial Klettvelour, Frotteefutter  
1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug



Wechselsfußbett  
Nr. 8100  
s. Seite 87

**Produktmerkmale**

- erhöhte Druckentlastung durch Duplex-Membran
- antibakteriell durch Silberausstattung
- Fersenriemen komplett abnehmbar
- herausnehmbares Fußbett

**Indikation**

- postoperativ
- bei Verletzungen im Fersen- oder Vorfußbereich
- bei starken Verbänden und Wickelungen
- bei Wunden, Schwellungen und Entzündungen

Ersatz-Fersenriemen 475 in schwarz / marine **€ 9,90** - Bitte Schuhgröße angeben.



HMV-NR: 31.03.03.4017

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>476-20Z1</b>	schwarz	35 - 46	47/48	49/50	<b>€ 83,50</b>
Bei diesem Modell ist der rechte und linke Schuh auch einzeln bestellbar. Bitte bestellen Sie das Einzelstück links unter: <b>476-20Z1-L</b> Bitte bestellen Sie das Einzelstück rechts unter: <b>476-20Z1-R</b>					<b>€ 62,00</b>



HMV-NR: 31.03.03.4017

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>476-20Z2</b>	marine	35 - 46	47/48	49/50	<b>€ 83,50</b>
Bei diesem Modell ist der rechte und linke Schuh auch einzeln bestellbar. Bitte bestellen Sie das Einzelstück links unter: <b>476-20Z2-L</b> Bitte bestellen Sie das Einzelstück rechts unter: <b>476-20Z2-R</b>					<b>€ 62,00</b>

**Ausführung**

Obermaterial Klettvelour, Frotteefutter  
1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug



Wechselfußbett  
Nr. 8100  
s. Seite 87

**Produktmerkmale**

- erhöhte Druckentlastung durch Duplex-Membran
- antibakteriell durch Silberausstattung
- stabilisierende Hinterkappe
- herausnehmbares Fußbett

**Indikation**

- postoperativ
- bei empfindlichen Füßen
- bei leichten Verbänden und Wickelungen
- bei Wunden, Schwellungen und Entzündungen
- bei Deformationen und Fehlstellungen



HMV-NR: 31.03.03.4018

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>477-20Z1</b>	schwarz	35 - 46	47/48	49/50	<b>€ 94,50</b>
Bei diesem Modell ist der rechte und linke Schuh auch einzeln bestellbar. Bitte bestellen Sie das Einzelstück links unter: <b>477-20Z1-L</b> Bitte bestellen Sie das Einzelstück rechts unter: <b>477-20Z1-R</b>					<b>€ 65,50</b>



HMV-NR: 31.03.03.4018

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>477-20Z2</b>	marine	35 - 46	47/48	49/50	<b>€ 94,50</b>
Bei diesem Modell ist der rechte und linke Schuh auch einzeln bestellbar. Bitte bestellen Sie das Einzelstück links unter: <b>477-20Z2-L</b> Bitte bestellen Sie das Einzelstück rechts unter: <b>477-20Z2-R</b>					<b>€ 65,50</b>

**Ausführung**

Obermaterial Klettvelour, Frotteefutter  
1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug



Wechselfußbett  
Nr. 8100  
s. Seite 87

**Produktmerkmale**

- erhöhte Druckentlastung durch Duplex-Membran
- antibakteriell durch Silberausstattung
- stabilisierende Hinterkappe
- herausnehmbares Fußbett


**Indikation**

- postoperativ
- bei empfindlichen Füßen
- bei leichten Verbänden und Wickelungen
- bei Wunden, Schwellungen und Entzündungen
- bei Deformationen und Fehlstellungen



HMV-NR: 31.03.03.4019

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>478-20Z1</b>	schwarz	35 - 46	47/48	49/50	<b>€ 99,90</b>
Bei diesem Modell ist der rechte und linke Schuh auch einzeln bestellbar. Bitte bestellen Sie das Einzelstück links unter: <b>478-20Z1-L</b> Bitte bestellen Sie das Einzelstück rechts unter: <b>478-20Z1-R</b>					<b>€ 69,70</b>



Bequemes Anziehen  
durch rückseitigen  
Reißverschluss



HMV-NR: 31.03.03.4019

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>478-20Z2</b>	marine	35 - 46	47/48	49/50	<b>€ 99,90</b>
Bei diesem Modell ist der rechte und linke Schuh auch einzeln bestellbar. Bitte bestellen Sie das Einzelstück links unter: <b>478-20Z2-L</b> Bitte bestellen Sie das Einzelstück rechts unter: <b>478-20Z2-R</b>					<b>€ 69,70</b>

**Ausführung**

Obermaterial Klettvelour, Frotteefutter  
1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug



Wechselsfußbett  
Nr. 8100  
s. Seite 87

**Produktmerkmale**

- erhöhte Druckentlastung durch Duplex-Membran
- antibakteriell durch Silberausstattung
- stabilisierende Hinterkappe
- herausnehmbares Fußbett

**Indikation**

- postoperativ
- bei empfindlichen Füßen
- bei starken Verbänden und Wickelungen
- bei Wunden, Schwellungen und Entzündungen
- bei Deformationen und Fehlstellungen



HMV-NR: 31.03.03.4153

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>479-20Z1</b>	schwarz	35 - 46	47/48	49/50	<b>€ 92,50</b>
Bei diesem Modell ist der rechte und linke Schuh auch einzeln bestellbar. Bitte bestellen Sie das Einzelstück links unter: <b>479-20Z1-L</b> Bitte bestellen Sie das Einzelstück rechts unter: <b>479-20Z1-R</b>					<b>€ 64,50</b>



HMV-NR: 31.03.03.4153

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>479-20Z2</b>	marine	35 - 46	47/48	49/50	<b>€ 92,50</b>
Bei diesem Modell ist der rechte und linke Schuh auch einzeln bestellbar. Bitte bestellen Sie das Einzelstück links unter: <b>479-20Z2-L</b> Bitte bestellen Sie das Einzelstück rechts unter: <b>479-20Z2-R</b>					<b>€ 64,50</b>

**Ausführung**

Obermaterial Klettvelour, Frotteefutter  
1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug



Wechselfußbett  
Nr. 8100  
s. Seite 87

**Produktmerkmale**

- erhöhte Druckentlastung durch Duplex-Membran
- antibakteriell durch Silberausstattung
- stabilisierende Hinterkappe
- herausnehmbares Fußbett

**Indikation**

- postoperativ
- bei empfindlichen Füßen
- bei leichten Verbänden und Wickelungen
- bei Wunden, Schwellungen und Entzündungen
- bei Deformationen und Fehlstellungen
- bei Orthesen

**Ausführung**

Obermaterial: Klettvelour, Frotteefutter  
1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug

**Produktmerkmale**

- antibakteriell durch Silberausstattung
- hinterer Einstieg
- hinterer Klettverschluss variabel
- erhöhte Druckentlastung durch Duplex-Membran
- herausnehmbares Fußbett

**Indikation**

- postoperativ
- bei leichten Verbänden und Wickelungen
- bei Deformationen und Fehlstellungen
- bei Wunden, Schwellungen und Entzündungen
- bei empfindlichen Füßen



**bis  
40°**

Wechselfußbett  
**Nr. 8100**  
s. Seite 87

HMV-NR: 31.03.03.4018

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>480</b>	schwarz	35 - 46   47/48   49/50	<b>€ 97,50</b>





HMV-NR: 31.03.03.4027

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>476-2003</b>	schwarz	35 - 46   47/48   49/50	<b>€ 81,50</b>



HMV-NR: 31.03.03.4028

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>477-2003</b>	schwarz	35 - 46   47/48   49/50	<b>€ 84,50</b>

bis  
40°Wechselfußbett  
Nr. 8100  
s. Seite 87**Ausführung**

Obermaterial Kunstleder, Frotteefutter  
Zwischenkaschierung: Moltoprenschaum  
1 cm-Wechselschaumeinlage / Frotteebezug

**Produktmerkmale**

- Urinbeständig
- Obermaterial abwaschbar

**Indikation**

- Inkontinenz
- bei empfindlichen Füßen
- bei leichten Verbänden und Wickelungen
- bei Wunden, Schwellungen und Entzündungen
- bei Deformationen und Fehlstellungen




**Größen:**

35 - 46

47/48

49/50



bis  
40°

Wechselfußbett  
Nr. 8100  
s. Seite 87

HMV-NR: 31.03.03.4027 alle Varianten

Artikel-Nr:	Farbe:	empf. VK-Preis:
<b>476-2023</b>	schwarz	<b>€ 78,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	empf. VK-Preis:
<b>476-2024</b>	sand	<b>€ 78,90</b>

Artikel-Nr:	Farbe:	empf. VK-Preis:
<b>476-2025</b>	marine	<b>€ 78,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	empf. VK-Preis:
<b>476-2026</b>	bordo	<b>€ 78,90</b>

Artikel-Nr:	Farbe:	empf. VK-Preis:
<b>476-2027</b>	mocca	<b>€ 78,90</b>

**Ausführung**

Obermaterial Mikrofaser, Frotteefutter  
Zwischenkaschierung: Moltopren  
1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug

**Produktmerkmale**

- Obermaterial gut für Draußen
- stabilisierende Hinterkappe
- herausnehmbares Fußbett

**Indikation**

- postoperativ
- bei empfindlichen Füßen
- bei leichten Verbänden und Wickelungen
- bei Wunden, Schwellungen und Entzündungen
- bei Deformationen und Fehlstellungen



HMV-NR: 31.03.03.4028 alle Varianten

Artikel-Nr:	Farbe:	empf. VK-Preis:
<b>477-2023</b>	schwarz	<b>€ 82,50</b>

**Größen:**

35-46

47/48

49/50



Wechselfußbett

**Nr. 8100**

s. Seite 87



Artikel-Nr:	Farbe:	empf. VK-Preis:
<b>477-2025</b>	marine	<b>€ 82,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	empf. VK-Preis:
<b>477-2026</b>	bordo	<b>€ 82,50</b>

**Ausführung**

Obermaterial Mikrofaser, Frotteefutter  
 Zwischenkaschierung: Moltopren  
 1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug

**Produktmerkmale**

- Obermaterial gut für Draußen
- stabilisierende Hinterkappe
- herausnehmbares Fußbett

**Indikation**

- postoperativ
- bei empfindlichen Füßen
- bei leichten Verbänden und Wickelungen
- bei Wunden, Schwellungen und Entzündungen
- bei Deformationen und Fehlstellungen



**Ausführung**

Obermaterial Mikrofaser  
Futter: Schurwolle

**Vorteile**

- weite Öffnungsmöglichkeit
- stabilisierende Hinterkappe
- 1cm Wechselschaumeinlage
- hält die Füße gut warm

**Indikation**

- im Pflege- und Hausbereich
- bei Durchblutungsstörungen
- bei empfindlichen Füßen
- bei kalten Füßen

HMV-NR: 31.03.03.4027 alle Varianten

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>476-3011</b>	schwarz	35 - 46   47/48   49/50	<b>€ 79,50</b>



Wechselfußbett  
Nr. 8200 s. Seite 87  
Oberseite Reine Schurwolle  
1cm Weichtrittschaum



Artikel-Nr:	<b>476-3010</b>	<b>476-3012</b>	<b>476-3013</b>	<b>476-3014</b>
Farbe:	marine	bordo	stone	mocca
empf. VK-Preis:	<b>€ 79,50</b>	<b>€ 79,50</b>	<b>€ 79,50</b>	<b>€ 79,50</b>





HMV-NR: 31.03.03.4028 alle Varianten

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>477-3085</b>	schwarz	35 - 46   47/48   49/50	<b>€ 83,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	empf. VK-Preis:
<b>477-3086</b>	marine	<b>€ 83,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	empf. VK-Preis:
<b>477-3087</b>	bordo	<b>€ 83,90</b>

**Ausführung**

Obermaterial Mikrofaser  
Futter: Schurwolle



Wechselfußbett  
Nr. 8200 s. Seite 87  
Oberseite Reine Schurwolle  
1cm Weichtrittschaum

**Vorteile**

- weite Öffnungsmöglichkeit
- stabilisierende Hinterkappe
- 1cm Wechselschaumeinlage
- hält die Füße gut warm

**Indikation**

- im Pflege- und Hausbereich
- bei Durchblutungsstörungen
- bei empfindlichen Füßen
- bei kalten Füßen

# Bambus

Das Geschenk der Natur für das  
Wohlbefinden Ihrer Füße.  
Natürlich und hautfreundlich

## Wohlfühlfaktor:

Bambus ist ein unglaublich weiches Material, das sich auf der Haut angenehm anfühlt. Es ist atmungsaktiv und saugfähig und trägt zur Regulierung der Körpertemperatur bei, indem es Feuchtigkeit ableitet.

## Gesundheitliche Aspekte:

Bambus ist hypoallergen und damit ideal für Menschen mit empfindlicher Haut und Allergien.

Die natürlichen antimikrobiellen Eigenschaft des Materials bekämpfen Bakterien, die Schweißgerüche erzeugen. Dadurch fühlt sich Ihr Bambusschuh nicht nur trockener an, sondern riecht auch länger frisch.

Bambusgewebe ist resistent gegen Hausstaubmilben und Schimmel, was für Menschen mit Atemwegserkrankungen zusätzlichen Komfort bietet.

## Haltbarkeit:

Bambus ist langlebig und kann stark beansprucht werden. Die Zugfestigkeit liegt über der von Baumwolle oder Leinen. Bambusfasern sind kaum anfällig für Risse. Die Fasern sind glatt und lang, wodurch die gewebten Stoffe kaum ausfransen. Das Material neigt nicht zu Knötchen- oder Klumpenbildung. Bambusgewebe ist überaus pflegeleicht.

## Nachhaltigkeit:

Bambus ist eine der am schnellsten wachsenden Pflanzen der Welt. Mit bis zu einem Meter Wachstum pro Tag erreicht Bambus seine volle Höhe in nur 3-5 Jahren. Bei der Ernte bleibt die Pflanzenwurzel erhalten und treibt neu aus. Da Bambus sehr genügsam ist, benötigt er zum Wachsen nur wenig Wasser und Dünger. Auch in Bambus-Plantagen werden kaum Pestizide und Herbizide eingesetzt, da der natürliche Inhaltsstoff „Bamboo-Kun“ die meisten Bakterien, Pilze, Insekten und Schädlinge abwehrt.

## Umweltaspekte:

Der geringer Ressourcenverbrauch bei der Vermehrung, die gute Bindung von CO<sub>2</sub> beim Wachstum und das Verbessern des Bodens mit Stickstoff, Kalium und Phosphor macht Bambus zu einer umweltfreundlichen Pflanze. Fasern aus reinem Bambus sind schnell und gut biologisch abbaubar.

Weite L

Bambus-Futter

**BAMBUS**  
Biokompatibel  
angenehm und sicher im  
Hautkontakt da  
antibakteriell, atmungsaktiv  
und hypoallergen



Unsere Bambus-Kollektion wird  
aus recyclebaren Materialien von  
Hand gefertigt.



**NEU**

Lieferbar ab  
September 2026

Bambus-  
Wechselfußbett  
Nr. 8400  
empf. VK-Preis:  
**€ 19,20**



**Warm-Futter**  
für wohlig warme Füße  
auch an kalten Tagen

HMV-NR: Antrag läuft

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>476-1503</b>	schwarz	35 - 46   47/48   49/50	<b>€ 88,50</b>



**NEU**

Bambus-  
Wechselfußbett  
Nr. 8300  
empf. VK-Preis:  
**€ 19,20**

HMV-NR: Antrag läuft

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>477-1003</b>	schwarz	35 - 46   47/48   49/50	<b>€ 94,50</b>

**Ausführung**

Obermaterial: Textil  
Zwischenkaschierung: Moltopren  
1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug

**Produktmerkmale**

- weit zu öffnen
- Aufnahme mit Fußverband und event. Bettung
- weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen
- individuell regulierbare Verschlüsse
- herausnehmbare Einlegesohle
- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- für den langzeitigen Einsatz

**Indikation**

Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich.



**bis 40°**

Bambus-  
Wechselfußbett



HMV-NR: Antrag läuft

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>476-1003</b>	schwarz	35 - 46	47/48	49/50	<b>€ 86,50</b>
<b>476-1004</b>	sand				
<b>476-1005</b>	marine				

**Ausführung**

Obermaterial: Textil  
 Zwischenkaschierung: Moltopren  
 1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug

**Produktmerkmale**

- weit zu öffnen
- Aufnahme mit Fußverband und event. Bettung
- weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen
- individuell regulierbare Verschlüsse
- herausnehmbare Einlegesohle
- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- für den langzeitigen Einsatz

**Indikation**

Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich.



bis 40°

Bambus-Wechselfußbett Nr. 8300



HMV-NR: 31.03.03.4140

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>805</b>	sand	35 - 43	<b>€ 56,60</b>



HMV-NR: 31.03.03.4115

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>810</b>	sand	35 - 43	<b>€ 81,10</b>

**Ausführung**

Obermaterial: Mikrofaser  
 Zwischenkaschierung: Moltopren  
 1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug

**Produktmerkmale**

- weit zu öffnen
- Aufnahme mit Fußverband und event. Bettung
- weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen
- individuell regulierbare Verschlüsse
- herausnehmbare Einlegesohle
- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- für den langzeitigen Einsatz

**Indikation**

Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich.



Wechselfußbett  
 Nr. 8100  
 s. Seite 87



Summer Edition

HMV-NR: 31.03.03.4027

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>476-20Z4</b>	sand	35 - 43	<b>€ 78,90</b>

**Ausführung**

Obermaterial: Mikrofaser  
 Zwischenkaschierung: Moltopren  
 1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug



Wechselfußbett  
 Nr. 8100  
 s. Seite 87

**Produktmerkmale**

- weit zu öffnen
- Aufnahme mit Fußverband und event. Bettung
- weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen
- individuell regulierbare Verschlüsse
- herausnehmbare Einlegesohle
- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- für den langzeitigen Einsatz

**Indikation**

Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich.

**Ausführung**

Obermaterial: PSE Gewebe  
 Zwischenkaschierung: Duplex-Membran  
 1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug

**Produktmerkmale**

- weit zu öffnen
- antibakteriell durch Silberausstattung
- Aufnahme mit Fußverband und event. Bettung
- weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen
- individuell regulierbare Verschlüsse
- herausnehmbare Einlegesohle
- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- für den langzeitigen Einsatz

**NEU**  
 Lieferbar ab  
 Juni 2026



HMV-NR: 31.03.03.4115

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>810</b>	camouflage	35 - 46   47/48   49/50	<b>€ 86,50</b>



Wechselfußbett  
 Nr. 8100  
 s. Seite 87



HMV-NR: 31.03.03.4154

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf VK-Preis:	
<b>800</b>	taubenblau	35 - 46	47/48	49/50
				<b>€ 72,30</b>



HMV-NR: 31.03.03.4115

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:	
<b>810</b>	taubenblau	35 - 46	47/48	49/50
<b>810</b>	bordo	35 - 44		
				<b>€ 81,10</b>

**Ausführung**

Obermaterial: Mikrofaser  
 Zwischenkaschierung: Moltopren  
 1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug



Wechselfußbett  
 Nr. 8100  
 s. Seite 87

**Produktmerkmale**

- weit zu öffnen
- Aufnahme mit Fußverband und event. Bettung
- weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen
- individuell regulierbare Verschlüsse
- herausnehmbare Einlegesohle
- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- für den langzeitigen Einsatz

**Indikation**

Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich.



HMV-NR: 31.03.03.4140

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>805</b>	grau	35 - 46	47/48	49/50	<b>€ 56,60</b>
<b>805</b>	bordo	35 - 44			



HMV-NR: 31.03.03.4140

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>815</b>	grau	35 - 46	47/48	49/50	<b>€ 80,60</b>
<b>815</b>	bordo	35 - 44			

**Ausführung**

Obermaterial: Mesh  
 Zwischenkaschierung: Moltopren  
 1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug



Wechselfußbett  
 Nr. 8100  
 s. Seite 87

**Produktmerkmale**

- weit zu öffnen
- Aufnahme mit Fußverband und event. Bettung
- weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen
- individuell regulierbare Verschlüsse
- herausnehmbare Einlegesohle
- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- für den langzeitigen Einsatz

**Indikation**

Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich.



HMV-NR: 31.03.03.4110

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>820</b>	taubenblau	35 - 46	47/48	49/50	<b>€ 81,00</b>



HMV-NR: 31.03.03.4111

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>830</b>	taubenblau	35 - 46	47/48	49/50	<b>€ 83,10</b>

**Ausführung**

Obermaterial Mikrofaser  
 Zwischenkaschierung: Moltopren  
 1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug



Wechselfußbett  
**Nr. 8100**  
 s. Seite 87

**Produktmerkmale**

- weit zu öffnen
- Aufnahme mit Fußverband und event. Bettung
- weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen
- individuell regulierbare Verschlüsse
- herausnehmbare Einlegesohle
- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- für den langzeitigen Einsatz

**Indikation**

Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich.

## Weite L



HMV-NR: 31.03.03.4112

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:		
<b>840</b>	schwarz	35 - 46	47/48	49/50	<b>82,60</b>



**NEU**  
Lieferbar ab  
Juni 2026

HMV-NR: Antrag läuft

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:		
<b>845</b>	schwarz Innenfutter Frottee	35 - 46	47/48	49/50	<b>92,50</b>

### Ausführung

Obermaterial: komplett Stretch (dehnbar)  
1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug



Wechselfußbett  
Nr. 8100  
s. Seite 87

### Produktmerkmale

- für den langzeitigen Einsatz
- weit zu öffnen
- genügend Volumen für Wundverbände
- Stretchmaterial ermöglicht weiche und flexible Anpassung
- Verhindert schmerzende Druck- bzw. Reibstellen
- geeignet für den Außenbereich

### Indikation

- postoperativ
- Hallux-Valgus
- Hammerzehen
- Versorgung mit ausgedehnten ggf. gepolsterten Verbänden



HMV-NR: 31.03.03.4113

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>850</b>	schwarz	35 - 46	47/48	49/50	<b>€ 102,40</b>



HMV-NR: 31.03.03.4142

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>851</b>	schwarz	35 - 46	47/48	49/50	<b>€ 92,50</b>
<b>851</b>	marine	35 - 46	47/48	49/50	

**Ausführung**

Materialmix: Mikrofaser / Textil / Stretch  
1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug



Wechselfußbett  
Nr. 8100  
s. Seite 87

**Produktmerkmale**

- komplette Innenpolsterung
- herausnehmbares Fußbett
- weit zu öffnen
- Stretchmaterial ermöglicht weiche und flexible Anpassung
- Verhindert schmerzende Druck- bzw. Reibstellen
- geeignet für den Außenbereich
- Fußbett antibakteriell / atmungsaktiv

**Indikation**

- bei Hallux-Valgus
- Hammerzehen, Hühneraugen
- bei Deformationen
- Fehlstellungen der Füße
- bei schmerzempfindlichen Füßen

## Weite L



HMV-NR: 31.03.03.4142

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>852</b>	sand	35 - 43	<b>€ 92,50</b>
<b>852</b>	bordo	35 - 43	



Schaft aus  
Echtleder



HMV-NR: 31.03.03.4142

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>855</b>	schwarz	35 - 46   47/48   49/50	<b>€ 122,50</b>

### Ausführung

Modell **852**: Mikrofaser / Textil / Stretch

Modell **855**: Echt Leder / Textil / Stretch

1 cm-Wechselschaumeinlage/Frotteebezug



Wechselfußbett  
Nr. 8100  
s. Seite 87

### Produktmerkmale

- komplette Innenpolsterung
- herausnehmbares Fußbett
- weit zu öffnen
- Stretchmaterial ermöglicht weiche und flexible Anpassung
- Verhindert schmerzende Druck- bzw. Reibstellen
- geeignet für den Außenbereich
- Fußbett antibakteriell / atmungsaktiv

### Indikation

- bei Hallux-Valgus
- Hammerzehen, Hühneraugen
- bei Deformationen
- Fehlstellungen der Füße
- bei schmerzempfindlichen Füßen



**bis  
40°**

Wechselfußbett  
**Nr. 7000**  
s. Seite 87

HMV-NR: 31.03.03.4115

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>490-Z8</b>	taubenblau	36-46   47/48   49/50	<b>€ 99,90</b>

**Ausführung**

Obermaterial: Mikrofaser  
Zwischenkaschierung: Moltopren  
Wechselfußbett: Mikrofaser/EVA/antibakteriell

**Produktmerkmale**

- individuell regulierbare Verschlüsse
- weit zu öffnen
- rutschhemmende Laufsohle

**Indikation**

- postoperativ
- bei Verletzungen im Fersen- oder Vorfußbereich
- bei starken Verbänden und Wickelungen
- bei Wunden, Schwellungen und Entzündungen



**Ausführung**

Obermaterial Klettvelour, Frotteefutter  
Wechselfußbett

**Produktmerkmale**

- erhöhte Druckentlastung durch Duplex-Membran
- antibakteriell durch Silberausstattung
- Fersenriemen komplett abnehmbar
- Wechselfußbett (Mikrofaser/EVA/antibakteriell)
- rutschhemmende Laufsohle

**Indikation**

- postoperativ
- bei Verletzungen im Fersen- oder Vorfussbereich
- bei starken Verbänden und Wickelungen
- bei Wunden, Schwellungen und Entzündungen



HMV-NR: 31.03.03.4016



bis  
40°

Wechselfußbett  
Nr. 7000  
s. Seite 87

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>475-Z1</b>	schwarz	36-46	47/48	49/50	<b>€ 92,50</b>
Bei diesem Modell ist der rechte und linke Schuh auch einzeln bestellbar. Bitte bestellen Sie das Einzelstück links unter: <b>475-Z1-L</b> Bitte bestellen Sie das Einzelstück rechts unter: <b>475-Z1-R</b>					<b>€ 65,50</b>

Ersatz-Fersenriemen 475 in schwarz € 9,90 - Bitte Schuhgröße angeben.

**Ausführung**

Obermaterial Mikrofaser, Frotteefutter  
Zwischenkaschierung: Moltopren  
Wechselfußbett

**Produktmerkmale**

- Obermaterial gut für Draußen
- stabilisierende Hinterkappe
- Wechselschaumeinlage/Frotteebezug
- rutschhemmende Laufsohle

**Indikation**

- postoperativ
- bei empfindlichen Füßen
- bei sehr starken Verbänden und Wickelungen
- bei Wunden, Schwellungen und Entzündungen
- bei Deformationen und Fehlstellungen



HMV-NR: 31.03.03.4028



bis  
40°

Wechselschaumeinlage  
Nr. 7100 s. Seite 87

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>477-Z3</b>	schwarz	36-46	47/48	49/50	<b>€ 99,90</b>

hinterer  
Klettverschluss

Geeignet für sehr  
starke Verbände  
und Wickelungen  
mit Orthesen



Wechsel-  
schaumeinlage  
Nr. 7100  
s. Seite 87



Bei den Modellen 478-Z1 (schwarz) und 478-Z2 (marine) ist der rechte und linke Schuh auch einzeln bestellbar.

HMV-NR: 31.03.03.4019

Artikel-Nr:	Farbe:	Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>478-Z1</b>	schwarz	<b>478-Z2</b>	marine	36-46 47/48 49/50	<b>€ 113,50</b>
Einzelstück links: 478-Z1-L Einzelstück rechts: 478-Z1-R		Einzelstück links: 478-Z2-L Einzelstück rechts: 478-Z2-R			<b>€ 75,50</b>

stabilisierende  
Hinterkappe

Geeignet für sehr  
starke Verbände  
und Wickelungen



Wechselfußbett  
(Mikrofaser/EVA/  
antibakteriell)  
Nr. 7000  
s. Seite 87



Bei den Modellen 479-Z1 (schwarz) und 479-Z2 (marine) ist der rechte und linke Schuh auch einzeln bestellbar.

HMV-NR: 31.03.03.4153

Artikel-Nr:	Farbe:	Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>479-Z1</b>	schwarz	<b>479-Z2</b>	marine	36-46 47/48 49/50	<b>€ 102,50</b>
Einzelstück links: 479-Z1-L Einzelstück rechts: 479-Z1-R		Einzelstück links: 479-Z2-L Einzelstück rechts: 479-Z2-R			<b>€ 69,80</b>

**Ausführung**

Obermaterial Klettvelour, Frotteefutter  
Wechselfußbett

**Produktmerkmale**

- erhöhte Druckentlastung durch Duplex-Membran
- antibakteriell durch Silberausstattung
- rutschhemmende Laufsohle

**Indikation**

- postoperativ
- bei Wunden, Schwellungen und Entzündungen
- bei empfindlichen Füßen
- bei Deformationen und Fehlstellungen



hinterer  
Klettverschluss

Geeignet für sehr  
starke Verbände  
und Wickelungen  
mit Orthesen



Wechsel-  
schaumeinlage  
Nr. 7100  
s. Seite 87

HMV-NR: 31.03.03.4018

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:			empf. VK-Preis:
<b>480-Z1</b>	schwarz	36-46	47/48	49/50	<b>€ 99,80</b>
Bei diesem Modell ist der rechte und linke Schuh auch einzeln bestellbar. Bitte bestellen Sie das Einzelstück links unter: <b>480-Z1-L</b> Bitte bestellen Sie das Einzelstück rechts unter: <b>480-Z1-R</b>					<b>€ 69,80</b>

**Ausführung**


Obermaterial Klettvelour, Frotteefutter  
Wechselfußbett

**Produktmerkmale**

- erhöhte Druckentlastung durch Duplex-Membran
- antibakteriell durch Silberausstattung
- rutschhemmende Laufsohle

**Indikation**

- postoperativ
- bei Wunden, Schwellungen und Entzündungen
- bei empfindlichen Füßen
- bei Deformationen und Fehlstellungen



Durch unsere umfangreiche Lagerhaltung können wir bis 14 Uhr bestellte Ware noch am gleichen Werktag versenden.

Größe	Entsprechung
S	34 - 35 - 36
M	37 - 38 - 39
L	40 - 41 - 42
XL	43 - 44 - 45
XXL	46 - 47 - 48



durchgehende Laufsohle  
mit Rutschsicherung

HMV-NR: 31.03.03.5074 **Einzelstück** (beidseitig tragbar)

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:					empf. VK-Preis:
<b>860</b>	schwarz	S	M	L	XL	XXL	<b>€ 85,90</b>



durchgehende Fußplatte  
mit Gummisohle

HMV-NR: 31.03.03.5075 **Einzelstück** (beidseitig tragbar)

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:							empf. VK-Preis:
<b>865</b>	schwarz	35+	37+	39+	41+	43+	45+	47+	<b>€ 50,50</b>

**Ausführung**

Obermaterial/Futter: 100 % Polyester  
Zwischenkaschierung: Moltoprenschaum  
Hinterkappe und Klettband außen: Kunstleder  
Einlegesohle: EVA-Schaum

**Produktmerkmale**

- weite Öffnungsmöglichkeit
- individuell regulierbarer Verschluss
- Zurichtungsmöglichkeit des Obermaterials und des Bodenbereichs nicht vorgesehen
- sichere Fixierung des Schuhs durch Schaft und Verschlussmechanismus

**Indikation**

postoperativ bei Vorfußoperationen  
Wunden und Verletzungen im Vorfußbereich





HMV-NR: 31.03.03.4139

mit 2 Reißverschlüssen

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
500	schwarz	35 - 43	€ 189,50



HMV-NR: 31.03.03.4172

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
590	schwarz	35 - 43	€ 205,50



**Ausführung**

Modell 500 Materialmix: Leder / Textil / Stretch  
Wechselfußbett aus EVA-Schaum

Modell 590 Obermaterial: Leder/ Futter „OnSteam“  
Wechselfußbett aus EVA-Schaum

**Einlagen zur Regulierung der Zehenhöhe**

Nr: 5000 - 9 mm / Basic-Einlage

Nr: 5100 - 6 mm

Nr: 5200 - 3 mm

**Sohlenversteifung** Nr: 6000 für Diabetiker geeignet

**Produktmerkmale**

- weite Öffnungsmöglichkeit
- Regulierung der Zehenhöhe durch zusätzliche Einlagen möglich (siehe Zubehör)
- geformte Abrollsohle regt die natürliche Abrollbewegung des Fußes an
- entlastet ihre Gelenke und Bandscheiben
- anatomisch geformte Wechselfußbetten
- leichte PU-Sohle mit TR-Einsatz
- komplette Innenpolsterung

**Indikation**

- Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich
- bei schmerzempfindlichen Füßen

Durch Reißverschlüsse lassen sich die Modelle 500, 510 und 540 extrem weit öffnen und daher besonders gut an- und ausziehen.

**Produktmerkmale**

- weite Öffnungsmöglichkeit
- optimale Anpassung durch Stretch
- Regulierung der Zehenhöhe durch zusätzliche Einlagen möglich (siehe Zubehör)
- geformte Abrollsohle regt die natürliche Abrollbewegung des Fußes an
- entlastet ihre Gelenke und Bandscheiben
- anatomisch geformte Wechselfußbetten
- leichte PU-Sohle mit TR-Einsatz
- weich gepolsterte Fersenkappen

**Indikation**

- Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich
- bei schmerzempfindlichen Füßen



HMV-NR: 31.03.03.4139

mit 2 Reißverschlüssen

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>540</b>	schwarz Futter: Schurwolle	35 - 43	<b>€ 199,90</b>



**Ausführung**

Materialmix: Leder / Textil / Stretch  
Wechselfußbett aus EVA-Schaum

**Einlagen zur Regulierung der Zehenhöhe**

Nr: 5000 - 9 mm / Basic-Einlage

Nr: 5100 - 6 mm

Nr: 5200 - 3 mm

**Sohlenversteifung**

Nr: 6000 für Diabetiker geeignet

HMV-NR: 31.03.03.4139

mit 2 Reißverschlüssen

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>500</b>	sand	35 - 43	<b>€ 179,90</b>



HMV-NR: 31.03.03.4139

mit 2 Reißverschlüssen

HMV-NR: 31.03.03.4139

mit 2 Reißverschlüssen

Artikel-Nr.	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
500	schwarz/marine	35-43	€ 164,90

Artikel-Nr.	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
500	schwarz/weiss	35-43	€ 164,90



HMV-NR: 31.03.03.4139

mit 1 Reißverschluss

HMV-NR: 31.03.03.4139

mit 2 Reißverschlüssen

Artikel-Nr.	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
510	schwarz	35-43	€ 152,90

Artikel-Nr.	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
540	schwarz/weiss	35-43	€ 188,90

**Ausführung**

Materialmix: Leder / Textil / Stretch  
Wechselfußbett aus EVA-Schaum

**Einlagen zur Regulierung der Zehenhöhe**

Nr: 5000 - 9 mm / Basic-Einlage

Nr: 5100 - 6 mm

Nr: 5200 - 3 mm

**Sohlenversteifung**

Nr: 6000 für Diabetiker geeignet

**Produktmerkmale**

- weite Öffnungsmöglichkeit
- optimale Anpassung durch Stretch
- Regulierung der Zehenhöhe durch zusätzliche Einlagen möglich (siehe Zubehör)
- geformte Abrollsohle regt die natürliche Abrollbewegung des Fußes an
- entlastet ihre Gelenke und Bandscheiben
- anatomisch geformte Wechselfußbetten
- leichte PU-Sohle mit TR-Einsatz
- weich gepolsterte Fersenkappen

**Indikation**

- Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich
- bei schmerzempfindlichen Füßen



HMV-NR: 31.03.03.4139

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>520</b>	bronze	35 - 43	<b>€ 172,90</b>



HMV-NR: 31.03.03.4139

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>520</b>	schwarz/gold	35 - 43	<b>€ 165,90</b>

**Ausführung**

Materialmix: Leder / Textil / Stretch  
Wechselfußbett aus EVA-Schaum

**Einlagen zur Regulierung der Zehenhöhe**

Nr: 5000 - 9 mm / Basic-Einlage

Nr: 5100 - 6 mm

Nr: 5200 - 3 mm

**Sohlenversteifung**

Nr: 6000 für Diabetiker geeignet

**Produktmerkmale**

- weite Öffnungsmöglichkeit
- Regulierung der Zehenhöhe durch zusätzliche Einlagen möglich (siehe Zubehör)
- geformte Abrollsohle regt die natürliche Abrollbewegung des Fußes an
- entlastet ihre Gelenke und Bandscheiben
- anatomisch geformte Wechselfußbetten
- leichte PU-Sohle mit TR-Einsatz
- komplette Innenpolsterung

**Indikation**

- Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich
- bei schmerzempfindlichen Füßen



HMV-NR: 31.03.03.4139

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>520</b>	schwarz	35 - 43	<b>€ 165,90</b>



HMV-NR: 31.03.03.4139

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>530</b>	schwarz	35 - 43	<b>€ 153,50</b>

**Ausführung**

Materialmix: Leder / Futter: „OnSteam“  
Wechselfußbett aus EVA-Schaum

**Einlagen zur Regulierung der Zehenhöhe**

Nr: 5000 - 9 mm / Basic-Einlage

Nr: 5100 - 6 mm

Nr: 5200 - 3 mm

**Sohlenversteifung**

Nr: 6000 für Diabetiker geeignet

**Produktmerkmale**

- weite Öffnungsmöglichkeit
- Regulierung der Zehenhöhe durch zusätzliche Einlagen möglich (siehe Zubehör)
- geformte Abrollsohle regt die natürliche Abrollbewegung des Fußes an
- entlastet ihre Gelenke und Bandscheiben
- anatomisch geformte Wechselfußbetten
- leichte PU-Sohle mit TR-Einsatz
- komplette Innenpolsterung

**Indikation**

- Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich
- bei schmerzempfindlichen Füßen



HMV-NR: 31.03.03.4139

mit 2 Reißverschlüssen

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>600</b>	schwarz / marine	39 - 50	<b>€ 164,90</b>



HMV-NR: 31.03.03.4139

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>620</b>	schwarz	39 - 50	<b>€ 177,50</b>

**Ausführung**

Materialmix: Leder / Textil / Stretch  
Wechselfußbett aus EVA-Schaum

**Einlagen zur Regulierung der Zehenhöhe**

Nr: 5000 - 9 mm / Basic-Einlage

Nr: 5100 - 6 mm

Nr: 5200 - 3 mm

**Sohlenversteifung**

Nr: 6000 für Diabetiker geeignet

**Produktmerkmale**

- weite Öffnungsmöglichkeit
- Regulierung der Zehenhöhe durch zusätzliche Einlagen möglich (siehe Zubehör)
- geformte Abrollsohle regt die natürliche Abrollbewegung des Fußes an
- entlastet ihre Gelenke und Bandscheiben
- anatomisch geformte Wechselfußbetten
- leichte PU-Sohle mit TR-Einsatz
- komplette Innenpolsterung

**Indikation**

- Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich
- bei schmerzempfindlichen Füßen



HMV-NR: 31.03.03.4139

mit 2 Reißverschlüssen

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>600</b>	schwarz	39 - 50	<b>€ 188,50</b>



HMV-NR: 31.03.03.4172

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>690</b>	schwarz	39 - 50	<b>€ 205,50</b>



**Ausführung**

Modell **600** Materialmix: Leder / Textil / Stretch  
Wechselfußbett aus EVA-Schaum

Modell **690** Obermaterial: Leder/ Futter „OnSteam“  
Wechselfußbett aus EVA-Schaum

**Einlagen zur Regulierung der Zehenhöhe**

Nr: 5000 - 9 mm / Basic-Einlage

Nr: 5100 - 6 mm

Nr: 5200 - 3 mm

**Produktmerkmale**

- weite Öffnungsmöglichkeit
- Regulierung der Zehenhöhe durch zusätzliche Einlagen möglich (siehe Zubehör)
- geformte Abrollsohle regt die natürliche Abrollbewegung des Fußes an
- entlastet ihre Gelenke und Bandscheiben
- anatomisch geformte Wechselfußbetten
- leichte PU-Sohle mit TR-Einsatz
- komplette Innenpolsterung

**Indikation**

- Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich
- bei schmerzempfindlichen Füßen

**Sohlenversteifung** Nr: 6000 für Diabetiker geeignet



HMV-NR: 31.03.03.4139

mit 2 Reißverschlüssen

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>640</b>	schwarz	39 - 50	<b>€ 205,90</b>



HMV-NR: 31.03.03.4139

mit 2 Reißverschlüssen

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>650</b>	schwarz	39 - 50	<b>€ 203,50</b>

**Ausführung**

Modell **640** Obermaterial: Leder  
Futter: Schurwolle

Modell **650** Obermaterial: Leder/Textil / Stretch  
Wechselfußbett aus EVA-Schaum

**Einlagen zur Regulierung der Zehenhöhe**

Nr: 5000 - 9 mm / Basic-Einlage

Nr: 5100 - 6 mm

Nr: 5200 - 3 mm

**Produktmerkmale**

- weite Öffnungsmöglichkeit
- Regulierung der Zehenhöhe durch zusätzliche Einlagen möglich (siehe Zubehör)
- geformte Abrollsohle regt die natürliche Abrollbewegung des Fußes an
- entlastet ihre Gelenke und Bandscheiben
- anatomisch geformte Wechselfußbetten
- leichte PU-Sohle mit TR-Einsatz
- komplette Innenpolsterung

**Indikation**

- Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich
- bei schmerzempfindlichen Füßen



HMV-NR: 31.03.03.4139

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>615</b>	schwarz	39 - 50	<b>€ 194,50</b>



HMV-NR: 31.03.03.4139

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>630</b>	schwarz	39 - 50	<b>€ 199,90</b>



**Ausführung**

Obermaterial: Leder / Futter „OnSteam“  
Wechselfußbett aus EVA-Schaum

**Einlagen zur Regulierung der Zehenhöhe**

Nr: 5000 - 9 mm / Basic-Einlage

Nr: 5100 - 6 mm

Nr: 5200 - 3 mm

**Sohlenversteifung**

Nr: 6000 für Diabetiker geeignet

**Produktmerkmale**

- weite Öffnungsmöglichkeit
- Regulierung der Zehenhöhe durch zusätzliche Einlagen möglich (siehe Zubehör)
- geformte Abrollsohle regt die natürliche Abrollbewegung des Fußes an
- entlastet ihre Gelenke und Bandscheiben
- anatomisch geformte Wechselfußbetten
- leichte PU-Sohle mit TR-Einsatz
- komplette Innenpolsterung

**Indikation**

- Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich
- bei schmerzempfindlichen Füßen



**Sportiv**  
 modisch  
 medizinisch  
 therapeutisch

**Ausführung**

sehr weiches und hochwertiges Leder  
 Obermaterial: dehnbare Leder  
 Futter: Duplex-Membran  
 Wechselfußbett aus EVA-Schaum, Stärke 6mm

**Produktmerkmale**

- weich gepolsterte Fersenkappen
- keine störende Innennaht
- Biomechanische geformte Abrollsohle regt die natürliche Abrollbewegung des Fußes an
- anatomisch geformtes Wechselfußbett
- leichte PM-Sohle mit TR Einsatz
- Duplex Membran
- Weite Öffnungsmöglichkeit
- Antibakteriell
- Besonders atmungsaktiv

**Indikation**

- postoperativ
- bei schmerzempfindlichem Füßen
- für Diabetiker geeignet
- vorbeugend zur Verhinderung von Fußproblemen
- bei Rheuma, Arthrose, Bandscheibenbeschwerden

Wechselfußbett  
 Nr. 9000  
 s. Seite 87

**WEITE-H**



HMV-NR: Antrag läuft

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>900</b>	<b>schwarz</b>	<b>35 - 43</b>	<b>€ 193,90</b>

## Sportiv - Damen Modelle



WEITE-**H**

HMV-NR: Antrag läuft

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>900</b>	weiss	35-43	<b>€ 193,90</b>



WEITE-**H**

HMV-NR: Antrag läuft

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>920</b>	schwarz/ weiss	35-43	<b>€ 186,50</b>



WEITE-**K**

HMV-NR: Antrag läuft

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>930</b>	braun	35-43	<b>€ 193,90</b>



WEITE-**H**

HMV-NR: Antrag läuft

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>940</b>	schwarz	35-43	<b>€ 205,50</b>



**WEITE-H**



HMV-NR: Antrag läuft

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>950</b>	schwarz	39-46	<b>€ 192,50</b>

**WEITE-H**



HMV-NR: Antrag läuft

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>960</b>	schwarz	39-46	<b>€ 204,50</b>

**WEITE-H**



HMV-NR: Antrag läuft

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>970</b>	grau	39-46	<b>€ 199,90</b>

**WEITE-K**



HMV-NR: Antrag läuft

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>990</b>	braun	39-46	<b>€ 202,50</b>



# Weiten- und Längenmaße

## Leistenmaße: Weite-L

Schuhgrößen:	ME:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47/48	49/50
Länge	mm	225	232	239	245	252	259	265	272	279	285	292	299	308	323
Vorfußbreite	mm	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	112	116
Fersenbreite	mm	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	69	71
Ballenmaße	mm	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	295	305
Zehenhöhe	mm	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	39	41

## Leistenmaße: Weite-T

Schuhgrößen:	ME:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47/48	49/50
Länge	mm	/	235	242	249	255	262	269	275	282	289	295	302	315	329
Vorfußbreite	mm	/	99	100,5	102	103,5	105	106,5	108	109,5	111	112,5	114	117	120
Fersenbreite	mm	/	69	70,5	72	73,5	75	76,5	78	79,5	81	82,5	84	87	90
Ballenmaße	mm	/	281	286	290	294	298	303	307	311	315	320	324	332	340
Zehenhöhe	mm	/	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	41	42

## Leistenmaße: Mobil Weite-K

Schuhgrößen:	ME:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Länge	mm	233	240	247	253	260	267	273	280	287	293	300	307	313	320	327	333
Vorfußbreite	mm	84,5	86,0	87,5	89,0	90,5	92,0	93,5	96,5	98	99,5	101	102,5	104	105,5	107	108,5
Fersenbreite	mm	56,4	57,6	58,8	60,0	61,2	62,4	63,6	66,8	68	69,2	70,4	71,6	72,8	74	75,2	76,4
<b>Fußbett 9mm BASIC (Standard) Artikel 5000 - Zehenhöhe Regulierung</b>																	
Ballenmaße	mm	221	225,5	230	234,5	239	243,5	248	255	259,5	264	268,5	273	289,5	294	298,5	302,5
Zehenhöhe	mm	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	39	40	41	42
<b>Fußbett 6mm Artikel 5100 - Zehenhöhe Regulierung</b>																	
Ballenmaße	mm	227	231,5	236	240,5	245	249,5	254	261	265,5	270	274,5	279	283,5	288	292,5	297
Zehenhöhe	mm	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<b>Fußbett 3mm Artikel 5200 - Zehenhöhe Regulierung</b>																	
Ballenmaße	mm	232,5	237	241,5	246,5	251	255,5	260	267	271,5	276	280,5	285	277,5	282	286,5	291
Zehenhöhe	mm	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	33	34	35	36

## Leistenmaße: Sportiv Weite-H

Schuhgrößen:	ME:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge	mm	238	244	251	258	264	271	278	284	291	298	304	311
Vorfußbreite	mm	80	81,5	83	84	86	87,5	89	91	94	95,5	96,5	98
Fersenbreite	mm	56	57	57,5	59	60	61	62	65	66	67	68	69
Ballenmaße	mm	231	235,5	240	244,5	249	253,5	258	267,5	272	276,5	281	285,5
Zehenhöhe	mm	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	34	34,5	35	35,5

## Leistenmaße: Sportiv Weite-K

Schuhgrößen:	ME:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge	mm	238	244	251	258	264	271	278	284	291	298	304	311
Vorfußbreite	mm	83	84	85,5	87	88,5	90	92	95	97	99	100	102
Fersenbreite	mm	57	58	59	60	61	62	63	66	67	69	69	70
Ballenmaße	mm	241	245,5	250	254,5	259	263,5	268	280	284,5	289	293,5	298
Zehenhöhe	mm	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	37	37,5	37,5	38	39

# Weiten- und Längenmaße

## Leistenaße: für den Artikel 865

Schuhgrößen:	ME:	35+	37+	39+	41+	43+	45+	47+
Länge	mm	235	250	260	270	285	295	310
Vorfußbreite	mm	85	90	95	100	105	110	115
Fersenbreite	mm	72	74	76	78	80	82	84
Ballenmaße	mm	275	285	295	305	315	325	335

## Leistenaße: für den Artikel 860

Schuhgrößen:	ME:	S	M	L	XL	XXL
Länge	mm	230	250	270	290	310
Vorfußbreite	mm	95	100	105	110	115
Fersenbreite	mm	78	80	82	86	90
Ballenmaße	mm	290	300	310	320	330


<b>S</b>	=	34 - 35 - 36
<b>M</b>	=	37 - 38 - 39
<b>L</b>	=	40 - 41 - 42
<b>XL</b>	=	43 - 44 - 45
<b>XXL</b>	=	46 - 47 - 48

## So messen Sie richtig!


1. Stellen sie den Fuß auf ein Blatt Papier. Zeichnen sie den Umriss des Fußes nach, dabei den Stift immer gerade halten.



2. Mit einem Lineal ermitteln Sie die Fußlänge, Vorfuß- und Fersenbreite.




3. Für das Ballenmaß legen Sie ein Maßband um den Vorderfuß.



4. Bestimmen Sie die Zehenhöhe.



5. Die korrekte Schuhgröße ergibt sich aus der Länge des Fußes plus einer Zugabe von 6-8 mm.



A photograph of a snail shell resting on a large, vibrant green leaf. The shell is light brown with darker, spiral patterns. The leaf has prominent veins and a slightly serrated edge. The background is a plain, light grey color.

# Slowlies<sup>®</sup>

*einfach bequem  
bequem einfach*

2026



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>412</b>	blau	35 - 42	<b>€ 72,90</b>

**NEU**



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>412</b>	gold	35 - 42	<b>€ 76,50</b>

**Ausführung:** Rind-Nappa

**Wechselfußbett**



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>412</b>	rose	35 - 42	<b>€ 72,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:	Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>416</b>	taubenblau	36-42	<b>€ 71,50</b>	<b>416</b>	fuchsia	35 - 42	<b>€ 71,50</b>

**Ausführung:** 412 Rind-Nappa | 416 Nubuk-Leder

**Wechselfußbett**



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>417</b>	beach	35 - 42	<b>€ 81,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>418</b>	beach	35 - 42	<b>€ 79,50</b>

**Ausführung:** Rindnappa

**Wechselfußbett**



Artikel-Nr:	<b>417</b>
Farbe:	schwarz-weiss
Größen:	35 - 42
empf. VK-Preis:	<b>€ 77,50</b>



**NEU**

Artikel-Nr:	<b>417</b>
Farbe:	leo
Größen:	35 - 42
empf. VK-Preis:	<b>€ 77,50</b>



**NEU**

Ausführung: Rindnappa | Wechselfußbett

WEITE-**K**

**NEU**



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>409</b>	weiss-silber	35-42	<b>€ 75,50</b>

WEITE-**H**



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>411</b>	schiefergrau	35-42	<b>€ 69,90</b>

WEITE-**H**



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>419</b>	sand	35-42	<b>€ 82,50</b>

Wechselfußbett



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>429</b>	elfenbein	35 - 42	<b>€ 97,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>422</b>	sand schwarz grau	35 - 42	<b>€ 83,90</b>

**Ausführung:** Rindnappa

**Wechselfußbett**



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>436</b>	weiss	35 - 42	<b>€ 101,90</b>

**Ausführung:** Rindnappa

**Wechselfußbett**



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>436</b>	kaki	35 - 42	<b>€ 101,90</b>

**Ausführung:** Leder- Textil

**Wechselfußbett**



## HALLUX

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>403</b>	bordo	35 - 42	<b>€ 98,90</b>

Ausführung: Leder-Textil

Wechselfußbett:



## HALLUX

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>428</b>	flieder-bunt	35 - 42	<b>€ 98,90</b>

Ausführung: Rindnappa

Wechselfußbett



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>426</b>	marine Nappa-Leder	35 - 42	<b>€ 101,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>426</b>	schlamm Nappa-Leder	35 - 42	<b>€ 101,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>426</b>	schwarz Nappa-Leder	35 - 42	<b>€ 101,50</b>

Modell 427  
im neuen  
Design



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>427</b>	blau Leder-Textil Wechselfußbett	35 - 42	<b>€ 101,90</b>



**HALLUX**

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>427</b>	silber Leder-Textil Wechselfußbett	35 - 42	<b>€ 101,90</b>

**HALLUX**



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>421</b>	blau Leder-Textil Wechselfußbett	35 - 42	<b>€ 101,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>430</b>	blau / bunt Obermaterial: Echt Leder Futter: Textil	36-42	<b>€ 70,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>430</b>	multicolor	36-42	<b>€ 70,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>430</b>	navy	36-42	<b>€ 70,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>430</b>	sand	36-42	<b>€ 70,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>430</b>	seidengrau	36-42	<b>€ 70,50</b>

**Ausführung:** Obermaterial Echt Leder / Futter Textil

**Wechselfußbett**



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>410</b>	schwarz	35-42	<b>€ 92,90</b>

**Ausführung:** Veloursleder



**NEU**

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>438</b>	beige Vario-Fußbett	35 - 42	<b>€ 99,90</b>



**NEU**

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>137</b>	rosa	36 - 43	<b>€ 81,50</b>

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 1300, empf. VK-Preis: € 21,90



**NEU**

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>139</b>	mint	36-43	<b>€ 81,50</b>



**NEU**



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>144</b>	multicolor	36-43	<b>€ 88,50</b>

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 1300, empf. VK-Preis: € 21,90



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>132</b>	grau	36-43	<b>€ 76,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>134</b>	grau	36-43	<b>€ 80,90</b>



**NEU**

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>134</b>	blau	36-43	<b>€ 80,90</b>

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 1300, empf. VK-Preis: € 21,90



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>130</b>	blau-bunt	36-43	<b>€ 79,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>130</b>	weiss-bunt	36-43	<b>€ 79,90</b>

**Ausführung:** Leder | **Wechselfußbett:** Art.-Nr. 1300, empf. VK-Preis: € 21,90



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>135</b>	zebra	36-43	<b>€ 80,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>135</b>	multicolor	36-43	<b>€ 80,50</b>

**Ausführung:** Leder | **Wechselfußbett:** Art.-Nr. 1300, empf. VK-Preis: € 21,90



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>133</b>	lila	36-43	<b>€ 79,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>136</b>	beach	36-43	<b>€ 83,50</b>

**Ausführung:** Leder | **Wechselfußbett:** Art.-Nr. 1300, empf. VK-Preis: € 21,90



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>111</b>	schwarz	35-43	<b>€ 86,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>111</b>	weiß	35-43	<b>€ 86,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>161</b>	schwarz	35-43	<b>€ 91,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>161</b>	weiß	35-43	<b>€ 91,50</b>

**Ausführung:** Leder / onSteam

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 1000, Memoryschaum, empf. VK-Preis: € 19,20



Artikel-Nr.	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>300</b>	bordo	35 - 43	<b>€ 82,90</b>



Artikel-Nr.	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>330</b>	bordo	35 - 43	<b>€ 92,50</b>



Artikel-Nr.	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>300</b>	elfenbein/bunt	35 - 43	<b>€ 77,90</b>



Artikel-Nr.	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>330</b>	elfenbein/bunt	35 - 43	<b>€ 88,00</b>



Artikel-Nr.	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>300</b>	weiss/silber	35 - 43	<b>€ 89,90</b>



Artikel-Nr.	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>330</b>	weiss/silber	35 - 43	<b>€ 92,80</b>



Artikel-Nr.	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>301</b>	sand / beach	35 - 43	<b>€ 89,00</b>



Artikel-Nr.	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>330</b>	sand	35 - 43	<b>€ 92,50</b>

**Ausführung:** Leder / onSteam

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 3000, Memoryschaum, empf. VK-Preis: € 19,20



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>310</b>	schwarz	35 - 43	<b>€ 89,00</b>

**Ausführung:** Leder / onSteam

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 3000, Memoryschaum, empf. VK-Preis: € 19,20



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>310</b>	metallic	35 - 43	<b>€ 97,50</b>



**Ausführung:** Leder / onSteam

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 3000, Memoryschaum, empf. VK-Preis: € 19,20



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>301</b>	blau / bunt	35 - 43	<b>€ 89,00</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>301</b>	flieder / bunt	35 - 43	<b>€ 89,00</b>

**Ausführung:** Leder / onSteam

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 3000, Memoryschaum, empf. VK-Preis: € 19,20



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>380</b>	elfenbein-bunt	35-43	<b>€ 99,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>380</b>	petrol	35-43	<b>€ 99,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>380</b>	bordo	35-43	<b>€ 99,90</b>

**Ausführung:** Leder

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 3000, Memoryschaum, empf. VK-Preis: € 19,20



### NEUHEIT

Durch einen verdeckten Klettverschluss lassen sich die Riemen mit einem Handgriff komplett öffnen und bequem und schnell auf die individuelle Fußweite einstellen.

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>380</b>	elfenbein	35 - 43	<b>€ 99,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>380</b>	heidelbeer	35 - 43	<b>€ 99,90</b>

**Ausführung:** Rindnappa

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 3000, Memoryschaum, empf. VK-Preis: € 19,20



HALLUX

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>441</b>	schwarz	35 - 42	<b>€ 101,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>452</b>	schwarz	35 - 42	<b>€ 101,90</b>



HALLUX

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>490</b>	marine	35 - 42	<b>€ 112,90</b>

WEITE-K

## Gefütterte Winterstiefel



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>451</b>	stone	35 - 42	<b>€ 111,90</b>



Griffige Sohle für den guten Halt auch in der schlechten Jahreszeit.



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>447</b>	schwarz Rindleder/Lycra	35 - 42	<b>€ 107,50</b>

**HALLUX**



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>448</b>	schwarz bordo	35 - 42	<b>€ 108,50</b>



Modell 448 schwarz/bordo durch dehnbaren Vorfußbereich besonders bei Hallux-Beschwerden geeignet.

**HALLUX**



**NEU**

**WEITE-K**

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>440</b>	beach Leder-Textil	35 - 42	<b>€ 86,90</b>



**WEITE-K**

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>437</b>	beach Leder/Stretch	marine Leder/Stretch	35 - 42 <b>€ 98,90</b>



**NEU**

**WEITE-K**

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>439</b>	beach Leder/Stretch	35 - 42	<b>€ 99,90</b>

WEITE-**H**



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>402</b>	marine Leder/Stretch-Leder	35 - 42	<b>€ 98,90</b>
	schiefergrau Leder/Stretch-Leder		
	bordo Leder/Stretch-Leder		
	schwarz Leder/Stretch-Leder		

WEITE-**H**



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>402</b>	beach Leder/Stretch-Leder	35 - 42	<b>€ 98,90</b>



**WEITE-H**



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>125</b>	schwarz	35-43	<b>€ 94,90</b>

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>155</b>	schwarz	35-43	<b>€ 101,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>125</b>	gold	35-43	<b>€ 94,90</b>

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>155</b>	gold	35-43	<b>€ 101,90</b>

**Ausführung:** Leder / onSteam

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 1000, Kork / Memoryschaum, empf. VK-Preis: € 19,20



WEITE-**H**



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>125</b>	metallic	35-43	<b>€ 96,50</b>

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>155</b>	metallic	35-43	<b>€ 102,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>125</b>	elfenbein-bunt	35-43	<b>€ 96,50</b>

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>155</b>	elfenbein-bunt	35-43	<b>€ 102,50</b>

**Ausführung:** Leder/ onSteam

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 1000, Kork/ Memoryschaum, empf. VK-Preis: € 19,20



**WEITE-H**



Dehnbarer Einsatz an der Schuh-Innenseite bei allen Farbvarianten.

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>123</b>	elfenbein	35 - 43	<b>€ 115,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>123</b>	schwarz	35 - 43	<b>€ 115,90</b>

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>123</b>	bordo	35 - 43	<b>€ 115,90</b>

**Ausführung:** Leder / Lycra

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 1000, Memoryschaum, empf. VK-Preis: € 19,20



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>176</b>	marine/Wollfilz	36-43	<b>€ 65,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>176</b>	kamel/Wollfilz	36-43	<b>€ 65,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>176</b>	bordo/Wollfilz	36 -43	<b>€ 65,90</b>

**Ausführung:** Wollfilz | **Wechselfußbett:** Art.-Nr. 1300, empf. VK-Preis: € 21,90



Artikel-Nr.	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>145</b>	rot-silber	schwarz-silber	<b>€ 86,90</b>

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 1300, empf. VK-Preis: € 21,90



**HALLUX**

Artikel-Nr.	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>140</b>	marine	36-43	<b>€ 86,90</b>

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 1300, empf. VK-Preis: € 21,90

Artikel-Nr:	<b>395</b>
Farbe:	bordo
Größen:	35 - 43
empf. VK-Preis:	<b>€ 98,50</b>



Schurwolle ist ein Naturprodukt von besonders hoher Qualität. Schurwolle darf ausschließlich von lebenden Schafen geschoren werden und ist damit ein wertvoller, nachwachsender Rohstoff.

Schurwolle vereint viele günstige Eigenschaften, unter anderem:

wärmeisolierend aber atmungsaktiv  
schmutzabweisend und selbstreinigend  
antistatisch und antibakteriell

## Schurwolle - Herren



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>270</b>	grau-schwarz	39 - 50	<b>€ 82,50</b>



Alle Modelle in der Ausführung Leder/onSteam außer Modell 270\*.

onSteam, das Futtermaterial mit der Haptik von Leder und der Qualität von Mikrofasern ist zu 100% frei von Schadstoffen.

Zu diesen Modellen passt das Ersatzfußbett Artikel-Nr. 2000, bestehend aus Kork mit onSteam bezogen und mit Memoryschaum gepolstert.

\*Modell 270 - Echt Wollfilz



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>210</b>	mocca	39-50	<b>€ 102,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>210</b>	schwarz	39-50	<b>€ 102,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>210</b>	sand	39-50	<b>€ 102,50</b>

**Ausführung:** Leder / onSteam

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 2000, Kork/Memoryschaum, empf. VK-Preis: € 19,20

## Bequemschuhe - Herren Modelle



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>215</b>	mocca	39-50	<b>€ 102,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>215</b>	schwarz	39-50	<b>€ 102,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>220</b>	mocca	39-50	<b>€ 105,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>220</b>	schwarz	39-50	<b>€ 105,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>230</b>	schwarz	39-50	<b>€ 106,90</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>230</b>	mocca	39-50	<b>€ 106,90</b>

**Ausführung:** Leder/ onSteam

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 2000, Kork/Memoryschaum, empf. VK-Preis: € 19,20



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>270</b>	graphit Echt Wollfilz	39-50	<b>€ 65,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>270</b>	kamel Echt Wollfilz	39-50	<b>€ 65,50</b>

**Ausführung:** Echt Wollfilz

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 2000, Kork/Memoryschaum, empf. VK-Preis: € 19,20



### WEITE-L

#### Ausführung

Obermaterial Echt Leder / Textil (Mesh)  
Futter „OnSteam“  
1 cm-Wechselschaumeinlage/  
Frotteebezug

#### Produktmerkmale

- komplette Innenpolsterung
- herausnehmbares Fußbett
- Fußbett hoher dichter Schaum
- Fußbett: antibakteriell / atmungsaktiv

#### Indikation

- bei Hallux-Valgus, Hammerzehen, Hühneraugen
- bei Deformationen und Fehlstellungen der Füße
- bei schmerzempfindlichen Füßen

#### Wechselfußbett

Die Modelle 250 und 251 können etwas kleiner ausfallen. Wir empfehlen daher die Schuhe eine Größe größer zu bestellen.

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>250</b>	schwarz - Sommer-Ausführung	35 - 50	<b>€ 138,50</b>



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>251</b>	schwarz - Winter-Ausführung	35 - 50	<b>€ 138,50</b>

Schuhgrößen:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Länge in mm	217	226	232	238	244	250	256	263	270	277	284	291	298	305	312	319





**WEITE-H**

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>252</b>	marine	40-47	<b>€ 112,50</b>



**WEITE-H**

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>253</b>	schwarz	40-47	<b>€ 114,90</b>



**WEITE-H**

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>254</b>	schiefergrau	40-47	<b>€ 112,80</b>

**NEU**  
Lieferbar ab  
Juni 2026

Ausführung: Leder / Stretch | Wechselfußbett



# BERUFSSCHUHE

Für den beruflichen Alltag von Pflegepersonal, Krankenschwestern und in der Gastronomie



- strapazierfähig
- langlebig
- Öl-, Säure- und Laugenbeständig

## Ausführung

Oberleder: Im Fass durchgefärbtes, mit feinen Narben geprägtes Nappa Leder mit höchsten Gebrauchseigenschaften. Ökologische Mineralgerbung mit Auszeichnung „Blauer Engel“.



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
260	schwarz	35-50	€ 97,90

Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
260	weiß	35-50	€ 97,90

**Ausführung:** Leder / onSteam

**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 2000, Memoryschaum, empf. VK-Preis: € 19,20



Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
160	weiss	35-43	€ 93,90


Artikel-Nr:	Farbe:	Größen:	empf. VK-Preis:
160	schwarz	35-43	€ 93,90

**Ausführung:** Leder / onSteam


**Wechselfußbett:** Art.-Nr. 1000, Memoryschaum, empf. VK-Preis: € 19,20



Artikel-Nr:	<b>Liromed Weite T (XXL)</b>	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>7000</b>	für Modelle: 475-Z1   479-Z1   479-Z2 EVA mit Mikrofaserbezug	36-46 47+, 49+	<b>€ 19,20</b>




Artikel-Nr:	<b>Liromed Weite T (XXL)</b>	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>7100</b>	für Modelle: 477-Z3   478-Z1   478-Z2 Weichtrittschaum	36-46 47+, 49+	<b>€ 19,20</b>



Artikel-Nr:	<b>Liromed</b>	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>8100</b>	für Modelle: 475 - 480   800 - 855 1 cm Weichtrittschaum	35-46 47+, 49+	<b>€ 19,20</b>



Artikel-Nr:	<b>Liromed Schurwolle</b>	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>8200</b>	für Modelle: 476-30..   477-30.. 1cm Weichtrittschaum	35-46 47+, 49+	<b>€ 19,20</b>



3 Stärken zur Regulierung der Zehenhöhe

Artikel-Nr:	<b>Liromed Mobil</b>	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>5000</b>	für Modellreihe 5 + 6 Stärke 9 mm	35-50	<b>€ 19,20</b>
<b>5100</b>	Stärke 6 mm		
<b>5200</b>	Stärke 3 mm		
<b>6000</b>	<b>Sohlenversteifung</b>	35-50	<b>€ 13,20</b>



Artikel-Nr:	<b>Liromed Sportiv</b>	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>9000</b>	für Modellreihe 9 Stärke 6mm	35-46	<b>€ 19,20</b>
<b>9100</b>	<b>Sohlenversteifung</b>	35-46	<b>€ 13,20</b>

<b>999</b>	<b>Verlängerungsriemen</b>	empf. VK-Preis:	<b>€ 8,90</b>
------------	----------------------------	-----------------	---------------

# Slowlies®



Artikel-Nr:	<b>Slowlies - Kork</b>	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>1000</b>	Kork mit „onSteam“ bezogen Polsterung mit Memoryschaum für <b>Damen</b> -Modelle, lt. Modellseite	35-43	<b>€ 19,20</b>
<b>1300</b>	für <b>Damen</b> -Modelle, lt. Modellseite	36-43	<b>€ 21,90</b>
<b>2000</b>	für <b>Herren</b> Modelle Nr. 200 - 299	35-50	<b>€ 19,20</b>



Artikel-Nr:	<b>Slowlies - EVA Schaum</b>	Größen:	empf. VK-Preis:
<b>3000</b>	EVA-Schaum mit „onSteam“ bezogen und einer Polsterung mit Memoryschaum für <b>Damen</b> -Modelle 300 - 399	35-43	<b>€ 19,20</b>

# Abverkaufs- Artikel 2026

# € 49,90

empf. VK-Preis je Artikel  
Lieferung solange Vorrat  
reicht.  
Abverkaufsartikel sind vom  
Umtausch ausgeschlossen.

**385** silber Leder / onSteam



**390** waldmeister Schurwolle



**138** weiss Leder  
**HALLUX**



**430** grau-bunt Leder / Textil



**125** heidelbeer Leder / Stretch  
**HALLUX**



**155** heidelbeer Leder / Stretch  
**HALLUX**



**180** weiss o. schwarz Leder / onSteam



**415** weiss Rindnappah



**411** sand Leder / Stretch



**280** weiss o. schwarz Leder / onSteam



**412** kaki Rindnappa



**411** marine Leder / Stretch



€ 69,90

# Abverkaufs- Artikel 2026

414 schwarz Leder / Stretch  
**HALLUX**



435 creme Rindnappa



235 schwarz Leder / onSteam



410 grau Veloursleder



236 schwarz Leder / onSteam



426 silbert Nappaleder



515 schwarz Leder / OnSteam



444 schwarz  
Rindleder / Lycra  
**HALLUX**



449 braun  
gefüttert



450 braun  
gefüttert



empf. VK-Preis je Artikel  
Lieferung solange Vorrat  
reicht.  
Abverkaufsartikel sind vom  
Umtausch ausgeschlossen.

**Liromed**  
**Slowlies**





# Schumacher

GmbH

## Schuhproduktion

Speyerer Str. 11 • 67365 Schwegenheim  
Tel: 06344 / 946 63 63 • Fax: 06344 / 946 63 69

Mail: [info@liromed.de](mailto:info@liromed.de)  
[www.liromed.de](http://www.liromed.de) • [www.slowlies.de](http://www.slowlies.de)



Besuchen Sie uns auf Instagram / Facebook!

Slowlies und Liromed sind eingetragene Warenzeichen der Firma Schumacher GmbH, Schuhproduktion, Speyerer Str. 11, 67365 Schwegenheim.  
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Firma Schumacher GmbH.